

Gujarati | ગુજરાતી

નાકનો

રેપિડ એન્ટિજન ટેસ્ટ કેવી

રીતે કરવો

ઘણા પ્રકારના નાકથી થતાં અને લાળથી થતાં રેપિડ એન્ટિજન ટેસ્ટ (આરએટી) છે.


નાકથી કરવાના રેપિડ એન્ટિજન ટેસ્ટના મૂળભૂત પગલાં અહીં આપ્યા છે.




૧. તમારા હાથ ધુઓ.



૫. ત્યુબનું ઢાંકણું ઢાંકો.



૨. પેકેજિંગ ખોલો.



૬. ટેસ્ટની ઉપર ૪ ટીપાં મુકો.



૩. બંને નાકમાં સ્વોબ ૪ વાર ફેરવો.




૭. ૧૫થી ૩૦ મિનિટ રાહ જુઓ.



૪. સ્વોબને પ્રવાહીવાળી ત્યુબમાં નાંખો.
૧૦ સેકન્ડ ગોળ-ગોળ ફેરવો.
સ્વોબ કાઢી લો.




૮. પરિણામ વાંચો (નીચે જુઓ).



✗ હકારાત્મક



✓ નકારાત્મક



? અયોગ્ય

જો હકારાત્મક હોય તો, આઇસોલેટ થાવ અને તમારું પરિણામ જણાવો.

૧૮૦૦ ૬૭૫ ૩૯૮ પર ફોન કરો અને જો તમારે દુભાષિયાની જરૂર હોય તો, 0 દબાવો અથવા coronavirus.vic.gov.au/report ની મુલાકાત લો.



તમે શરૂ કરો તે પહેલાં પરીક્ષણના પેકેટ પરની સુચનાઓ ધ્યાનથી વાંચો.



અમુક પરીક્ષણો પર ક્યુઆર કોડ હોય છે જે સ્કેન કરીને તમે એક વિડીયો જોઈ શકો છો.

વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો: coronavirus.vic.gov.au/gujarati



Department of Health